

Installation de la fixation SI

Le support SI peut être utilisée de façon individuelle ou être la première fixation d'une série. Le robinet de la fixation permet la régulation du débit.

- 1.** Fixer au mur, verticalement, la fixation au moyen des vis et chevilles fournies (réglage translatif en haut conseillé).
- 2.** Visser le robinet en haut du montage et l'embout droit en bas du montage (étanchéité par ruban Téflon fourni).
- 3.** Insérer le tuyau de sortie (coupé à vos dimensions) en bas du montage.
- 4.** Raccorder le robinet d'entrée de fixation sur une source d'eau au moyen du tuyau fourni (prévoir un jeu translatif d'environ 15 mm).
- 5.** Déballer l'échangeur d'ions. Nettoyer soigneusement à l'alcool les rondelles noires en néoprène (fournies avec chaque colonne), les sécher et les encastrer sur la fixation, dans les cylindres de maintien des colonnes.
- 6.** Introduire le téton inférieur de la colonne dans le trou cylindrique en bas de la fixation. Redresser la colonne, l'insérer dans l'orifice supérieur et serrer à la main l'écrou de serrage. Bloquer le contre-écrou.



Un écrou de ce diamètre, même serré à la main, provoque une force considérable.

Serrer les écrous de façon progressive et modérée, un serrage trop fort peut détériorer la fixation.

Installation de la fixation SU

Le support SU se raccorde à la fixation SI; plusieurs fixations SU peuvent ensuite s'enchaîner pour former un montage de production d'eau de plus en plus pure.

- 1.** Fixer au mur, verticalement, à côté de la fixation SI, et séparée de celle-ci d'une distance de 107 mm minimum, au moyen des vis et chevilles fournies ;
- 2.** Visser l'embout coudé en haut de la fixation et l'embout droit en bas (étanchéité par ruban Téflon fourni).
- 3.** Raccorder l'embout inférieur de la fixation SI à l'embout supérieur de la fixation SU par le tuyau souple fourni.
- 4.** Répéter l'opération autant de fois que de fixations SU.
- 5.** Fixer les colonnes **comme indiqué pour la fixation SI** et vérifier que la sortie de l'eau se trouve bien en bas de la dernière fixation SU.